

Valmiiksi muotoiltu muovinen TAMLA-rannelasta immobilisoi vain käsivarren ja ranteen, jolloin sormet jäävät vapaiksi. Lasta kiinnitetään velcro-tarralla, joustositeellä tai itsekiinnittyvällä siteellä ja sen voi halutessa pehmustaa TAMLA-pehmusteella tai lastapehmusteella. Lasta sopii sekä vasempaan että oikeaan käteen. Lasta voidaan puhdistamisen jälkeen käyttää uudestaan.



TUOTETIETOA

Käyttötarkoitus:

- ranteen alueen kiputilat
- pienet murtumat ranteen ja kämmenluiden alueella
- rasitusvammat

Materiaali: polyeteeni

Pakkauskoko: 5 kpl

Väri: sininen



KOOT

	S	M	L
Pituus:	213 mm	250 mm	275 mm
Leveys:	60 mm	70 mm	77 mm
Tuotenumero:	1563766	1563774	1563782
NATO-koodi:	NSN 6515-58-000-7760	NSN 6515-58-000-7761	NSN 6515-58-000-7762

LISÄTIETOA: WWW.TAMLASPLINT.COM

VALMISTAJA:

Pedihealth Oy
Svaanintie 4
90230 Oulu

puh. +358 (0)207 401 330
faksi: +358 (0)207 401 339
info@pedihealth.fi
www.pedihealth.fi

pedihealth