

Helppokäyttöinen TAMLA-saapaslasta on tarkoitettu sääri- ja nilkkavammojen immobilisointiin ja tukemiseen. Lasta immobilisoi vain sääreen ja nilkan, jolloin polvinivel ja varpaat jäävät vapaiksi. Lasta pehmustetaan lastapehmusteella ja kiinnitetään velcro-tarralla, joustositeellä tai itsekiinnittyvällä siteellä. TAMLA-saapaslasta sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan ja se voidaan puhdistamisen jälkeen käyttää uudestaan.



### TUOTETIETOA

#### Käyttötarkoitus:

- nilkkavammat
- nilkan ja alasäären traumat
- hyväasentoiset murtumat
- jännetulehdus yms. kiputilat
- reuma yms. tulehdukselliset kiputilat
- asentotuenta

**Materiaali:** polyeteeni

**Pakkauskoko:** 1 kpl

**Väri:** vihreä



### KOOT

	S	M	L
Pituus:	350 mm	390 mm	450 mm
Leveys:	130/110 mm	140/127 mm	153/140 mm
Paksuus:	4 mm	4 mm	4 mm
Tuotenumero:	1563808	1563816	1563824
NATO-koodi:	NSN 6515-58-000-7773	NSN 6515-58-000-7774	NSN 6515-58-000-7775

LISÄTIETOA: [WWW.TAMLASPLINT.COM](http://WWW.TAMLASPLINT.COM)

#### VALMISTAJA:

Pedihealth Oy  
Svaanintie 4  
90230 Oulu

puh. +358 (0)207 401 330  
faksi: +358 (0)207 401 339  
info@pedihealth.fi  
www.pedihealth.fi

pedihealth